

# Hb134 計測表示プログラム（Windows 版）取扱説明書

Brain Activity Monitor (Hb134) 計測表示プログラムの取扱説明書です。

## 取扱注意事項

- ① NIRS プレートは柔軟性をもった素材で構成されています。無理に折り曲げたりすると内部の電気回路が損傷され、故障の原因となります。
- ② NIRS プレートの電源が入った状態で、電池の入れ替えや電源コネクタの抜き差しはおやめください。電子回路が破損する可能性があり、保証の対象外の事案になります。
- ③ 本機器は非医療機器です。医療行為には使用できません。  
使用される場合は学内または医療機関内の倫理委員会の承認を受けてください。
- ④ NIRS プレートは常に前額部に密着して使用してください。隙間があるとデータが欠損します。
- ⑤ 近赤外光は髪の毛は透過しません。当該機器はヒトの前額部(ひたい)に装着し、前頭葉の酸素化状態を計測します。
- ⑥ 使用環境は室内を想定しています。室外では太陽光の影響を受けますのでご使用はお控えください。
- ⑦ NIRS プレートの表面に汚れなどが付いた場合は、水をしみこませてよく絞った柔らかい布で拭いてください。  
アルコールやエタノールなどは使用しないでください。合成ゴム素材が劣化します。
- ⑧ 本器は Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) 使用しています。
- ⑨ 使用する電池は単四電池 2 本です。電池ボックスにセットする際には極性を間違わないように入れてください。
- ⑩ 計測表示プログラムは Windows-PC 版です。
- ⑪ 計測で使用している近赤外光は人体には全く無害です。

## 用語の解説

- ・ **NIRS プレート** 測定用 LED や受光素子がついているフレキシブルの基板に合成ゴムでカバーされている測定用プレート。
- ・ **スイッチの長押し** スwitchを 2 秒以上 ON させること。
- ・ **Bluetooth-LE** Bluetooth4.0 で追加された低電力消費、低コスト化に特化した規格。
- ・ **初期値リセット** 頭部に装着したセンサーは表情筋などにより、投受光間距離が微妙に変化します。インターオプトードの皮膚の接触状態により、測定値(ヘモグロビン量)が移動するため、初期値にリセットするコマンドです。
- ・ **イベントのマージ** 測定で得られたファイルにイベントの記録を付加します。  
イベントファイルに記録された情報により、表示中のトレンドにイベントマークを付加します。

## 内容

Hb134 計測表示プログラム (Windows 版) 取扱説明書 .....	1
取扱注意事項.....	1
<b>Hb134 の特徴</b> .....	3
1. 準備 .....	3
1-1. PC の準備.....	3
2. リアルモード .....	3
2-1. 測定開始.....	3
2-2. 設定、表示項目 .....	6
2-3. 外来光チェック .....	7
2-4. イベントの実行.....	9
2-5. 測定終了後のデータ確認.....	9
3. 蓄積モード .....	9
3-1 蓄積モード操作画面 .....	9
3-2. イベントの入力.....	11
3-3. 蓄積モードの終了 .....	11
3-4. 蓄積データの読み出し .....	11
3-5. 測定データの保存処理.....	13
3-6. 初期値リセットの挿入 .....	13
3-7. イベントのマージ .....	14
4. メニュー .....	15
4-1. ファイルメニュー .....	15
4-2. 編集メニュー .....	16
4-3. ヘルプメニュー .....	16
5. トラブルシューティング .....	17
6. 外部入力通信仕様 .....	18

## **H b 1 3 4 の特徴**

H b 1 3 4 には、2 つの計測モードがあります。

- ・「リアルモード」

H b 1 3 4 の測定値を Bluetooth 経由で、スマートフォン、タブレット、PC に実時間で計測表示します。

- ・「蓄積モード」

到達距離が有限の Bluetooth を介さず、スマートフォン、タブレット、PC と切り離して計測できます。

測定値は内蔵のフラッシュメモリに記録保存され、事後 Bluetooth を経由してデータをダウンロードできます。

## **1. 準備**

### **1-1.PC の準備**

Windows-PC の場合は事前に Bluetooth のペアリング（Bluetooth デバイスの追加）が必要ですので、ご使用されている PC の取扱説明に従って、H b 1 3 4 のペアリングを行ってください。

H b 1 3 4 は同梱されている取扱説明書に従って準備をしてください。

## **2. リアルモード**

### **2-1. 測定開始**

計測表示プログラムを実行すると、以下の画面が表示されます。

左上の「接続」をクリックすると、画面中央に「接続先選択」のダイアログが表示されます。

シリアル番号は各 Hb134 の機器ごとに割り当てられている番号（Bluetooth デバイス追加の際に表示される機器名）です。

「測定レート」は測定する時間間隔です。図 7 の「0.1 秒」は 1 秒間に 10 個のデータをサンプリングします。

設定できる測定レートは「0.1 秒」「0.2 秒」「0.5 秒」「1.0 秒」「5.0 秒」です。

希望の測定レートを設定し、「OK」をクリックすると、数秒から 10 秒の間 PC と Hb134 間で設定値などの通信を行い、その後測定が開始されます。

また、外来光チェックをすると各受光素子の測定値が直接表示されます。




図 1 接続画面

測定が開始されるとトレンドグラフ上に測定値に相当するトレンドが表示されます。




図 2 トrend表示（縦）

2ch のトレンドグラフを横に整列または、縦に整列してモニターできます。  
画面右上の配置ボタンで「横」及び「縦」配置の希望の表示を選択できます。




図 3 トренд表示 (横)

測定が終了し、測定データを保存する場合「切断」をクリックすると、保存ダイアログが表示されますので、保存先とファイル名を指定して、保存ボタンで保存して下さい。

この時に保存しなかった場合でも、ファイルメニューの保存でファイル保存可能です。




図 4 測定データ保存

## 2-2.設定、表示項目



図 5

### 接続／切断

PC と Hb134 をリアルモードで接続する操作です。

**接続**で、Hb134 と PC 間でデータ通信が可能になります。

**切断**で、データ通信が停止します。

### 倍 率

トレンドグラフの OXHb, DXHb, TOHb の表示倍率（縦軸）を 0.5 倍から 8.0 倍まで変更し、見やすくします。

### 移動平均

測定値の変化が大きく見難い時、測定値の移動平均をとり見やすくします。

移動平均の範囲は、無し、3 点、5 点、7 点、9 点、11 点です。

### トレンド表示

酸素飽和度(StO2)以外の OXHb(酸化ヘモグロビン)、DXHb(脱酸化ヘモグロビン)、TOHb(総ヘモグロビン)を表示選択します。酸素飽和度以外は変化量、単位：mM です。

ちなみに酸素飽和度(StO2: %)

### 初期値リセット

酸素飽和度(StO2)以外の OXHb,DXHb,TOHb の値が初期値にセットされます。

これらは変化量を出力しているため、表層筋などにより NIRS プレートがズレなどで、条件が変わり計測値がスケールから外れてしまう事が有る為、強制的に初期値に戻すためのコマンドです。




図 6

### 電池電圧

使用している電池の現在の電圧を表示しています。

電池電圧が 2.5V まで低下したとき表示は黄色に変わります、2.2V まで低下すると赤色の警告が点灯しますので、速やかに測定を中断して電源を OFF にして電池を交換してください。

2.2V 以下でも動作はしますが、測定値の信頼性は低下します。

### 経過時間

測定開始からの経過時間を表示します。

### 加速度センサー

NIRS プレートの中央には加速度センサーが内蔵されています。

左右方向はX軸、上下方向はY軸、前後方向はZ軸に設定されています。



図 7

加速度センサーは  
NIRSプレートの中央部に位置しています。  
最大 2G  
画面左右が 左 X—右 X  
上下が 上 Y—下 Y  
前後が 前 Z—後 Z  
の関係です。  
ダッシュ付きが負の信号です。

## 2-3. 外来光チェック




図 8 外来光チェックBOX

接続先選択の ☐ 外来光チェックBOXにチェックをつけると、外来光測定モードになります。




図 9 「外来光チェック」表示画面（CH2 は、外光が入っている様子）




図 10 測定用光源からの距離を示す受光素子

外来光チェックを選択すると、受光素子の値を直接モニターできます。

センサーが正常に装着されているか？測定環境も含めてテストを行います。

このテスト画面は測定のために放射する光源をOFFにした状態で、受光素子からのデータをトレンドグラフ上に受光素子の値をデジタルで表示します。

数値の変動について

受光素子の測定値が高い状態でも、その値に変動が無ければ酸素濃度は正常な測定をしますが、変動すると演算結果は、測定値に影響を及ぼします。

そのため、外来光が低い環境で使用される事で正確な值得られます。

値が下がらず想定 の値を得ることができないときは、室内の照明を落とすか、頭部を遮光性の高い布などでカバーしてください。

7mm,30mm,35mm のチェックボックスにより、各受光素子のトレンド表示有無を選択できます。

当該機能はトラブルシュートなどに用います。

計測アルゴリズムは空間分解分光法を用いているため、光源(LED)から 7,30,35mm に受光素子が配置されています。



## 2-4. イベントの実行

計測中に被験者に対してタスクを実施したとき、計測データにマークする機能が付いています。タスク実施時に、デバイスと接続中 PC の数字キー(1~9)から入力する方法と、通信にて外部から入力する方法の 2 種類があります。

キーボードから入力した場合、トレンドグラフ上に縦線がはいり、例えば 1 番のタスクとすれば、1 のマークが記載されます。

測定画面右上の外部入力をチェックし、シリアル通信ポートの COM 番号を設定することで、他の PC からの信号を受けて、測定データにイベントを記録出来ます。

キーボードからのイベントは開始（トレンド表示は  $n >$ ）のみですが、外部入力開始、終了（トレンド表示  $< n$ ）が入力可能です。

外部からイベント信号を入力する場合の通信仕様書は「Hb134 測定アプリ外部入力通信仕様」を参照願います。

## 2-5. 測定終了後のデータ確認

測定を終了すると、測定データを最初から確認する事ができます。

トレンド表示画面の下部にスライダーが表示されるので、バーをスライドさせることで測定データを測定開始から確認することができます。




図 1 1

## 3. 蓄積モード

### 3-1 蓄積モード操作画面

図 1 2 蓄積モード画面

蓄積モードタブをクリックすると、周辺で電源ONしている複数の Hb134 の状態がモニター可能な画面となります。

状態は 5 秒から数 10 秒間のポーリング時の通信可能な範囲に位置する Hb134 の状態を表示します。(表示はリアルタイムではないため、次のポーリング時まで書き換えられることはありません)




図 1 3 蓄積モード時の機器モニター

測定レート	測定レートが選択できます。 P C からの指示で蓄積モード測定を開始する際に、設定されます。
表示データ	CH1/CH2 に表示する測定アイテムを選択できます。デフォルトでは酸素飽和度です。
開始／終了	蓄積モード測定とイベント記録を開始、終了します。 開始時に待機中の機器には、蓄積モード測定を開始するように指示を送りますが、P C からの指示で蓄積モード測定を開始させると、Bluetooth 接続処理にある程度時間がかかる為、タイムラグが発生します。 直ぐに開始したい場合は、機器の電源ボタンを短押しして蓄積モード測定を開始させる事も可能です。 この時の測定レートは、待機中の ( ) 内に表示されている測定レート（前回の設定が記憶されている。）となります。 終了ボタンを押すと、蓄積モード測定を終了させ、機器の電源をリモートでOFFします。 自動的にOFFされない場合は、機器の電源ボタン長押しでOFFします。 蓄積モード測定後は、機器の電源を一度OFFしないと、データの読み出しは出来ません。
機器番号	P C の通信範囲の Hb134 の機器 ID を表示します。
状 態	待機中：電源ONで蓄積モード測定をしていない状態 ( ) 内は測定レート記憶値。 測定中：蓄積モードで測定中 ( ) 内は測定レート。
蓄積データ	待機中は、読み出し可能なデータの有無（サイズ）、測定中は現在の測定回数。
CH1/CH2	各測定器の状態を知るための表示です。表示されるのは「測定データ」で選択された測定値が表示されます。 測定に不具合があればNGが表示されます。
イベントログ	測定開始時刻 イベント時刻

測定終了時刻

などが記録されます。P C 上にイベントファイルが作成され、各イベントが記録されます。

編集メニュー、イベントのマージは、イベントファイルを参照してマージされます。

### 3-2.イベントの入力

イベントが入力されると、イベントログに記憶され画面右側に履歴表示されます。

イベントログはイベントファイルに記録されます。

イベントは P C の数字キーの 1～9 が割り当てられています。

キー入力によるイベントは、アプリのウインドウにフォーカスがあることが条件です（他のアプリ等が選択されている状態では、キー入力を受け取れません）。

外部入力からのイベントは、1～9の開始、終了が入力出来ます。



図 1 4 イベントログ

### 3-3.蓄積モードの終了

終了ボタンをクリックすると、機器をリモートで電源 OFF しますが、場合により OFF されない時は Hb134 の電源ボタンを長押しして電源の OFF 操作をしてください。



図 1 5

### 3-4.蓄積データの読み出し

Hb134 の電源を入れ、機器が待機状態の時に、蓄積データが「なし」でなければ読み出し可能な蓄積データが存在します。

機器番号を選択状態にし「読み出し」をクリックすると Hb134 から蓄積データが P C にアップロードされます。

読みだされるデータは直近に取得した蓄積モード計測データです。




図 1 6

「読み出し中」は、電池ボックスの表示灯は緑 LED が 1 秒サイクルで点滅しますので、アップロード中かが分かります。

「読み出し」ボタンの左となりの「イベントをマージ」にチェックすると、データにイベント情報が付加されます。



図 1 7 アップロード中

## アップロード完了画面



図 1 8 アップロード終了

## 3-5. 測定データの保存処理

ファイル保存操作後、トレンドが表示されます。




図 1 9 アップロード終了後のデータ表示

## 3-6. 初期値リセットの挿入

蓄積モードでは、表情筋などの影響で NIRS プレートのズレなどにより、ヘモグロビン量の値がズレ

ることが良くあります測定後計算してズレを補正する機能がついています。

任意のトレンド波形をクリックすると、リードアウトカーソルが表示されます。「初期値リセット」ボタンが有効になるので、クリックすると、その位置に初期値リセットが挿入され、その時刻以後のデータが再計算表示されます。

但し、「初期値リセットの挿入」機能はリアルモード測定で取得したデータやc s vファイルから読み込んだデータには使用出来ませんので、注意が必要です。

編集メニューの初期値リセットのクリアで、挿入した初期値リセットをすべて削除出来ます。(アップロード後の初期状態に戻る)




図 20 リードアウトカーソルの位置で「初期値リセット」後の再計算結果

### 3-7. イベントのマージ

編集メニューのイベントのマージで、P Cに保存されているイベント情報から、測定データのトレンドにイベント情報が追加されます。



図 2 1 マージ後画面

イベントのマージ処理は、c s v ファイルから読み込んだデータにも使用出来ます。

初期値リセットの挿入、イベントのマージをした後は、必要に応じてファイル保存して下さい。

## 4. メニュー

### 4-1. ファイルメニュー



図 2 2

[開く (O)] csv ファイルを読み込んでトレンド表示します。

[保存 (S)] トレンド表示されているデータを c s v ファイルへ保存します。

[印刷設定 (U)] プリンター、用紙の設定を行います。

[印刷 (P)] 画面イメージを印刷します。

[終了 (X)] プログラムを終了します。

#### 4-2.編集メニュー




図 2 3

〔初期値リセットのクリア（C）〕 初期値リセットの挿入機能で追加されたリセットを削除します。

詳細は、3－6を参照して下さい。

〔イベントのマージ（M）〕 トレンド表示されているデータにイベント情報を追加します。

詳細は、3－7を参照して下さい。

#### 4-3.ヘルプメニュー




図 2 4

〔ヘルプ（H）〕 このヘルプファイルが表示されます。

〔情報（A）〕 プログラムバージョン等の情報が表示されます。



## 5.トラブルシューティング

装置に何らかの異常があった場合、リアルモード測定中は、該当するチャンネルのトレンドグラフ上に **ERR** が表示されます。

その **ERR** 上にカーソルを置くと下部の「エラーステータス」欄に **ERR** の詳細が表示されますので、内容を確認して対策を講じてください。




図 2 5 エラーメッセージ



図 2 6 エラー情報

7mm・770nm PD 測定不良
30mm・770nm PD 測定不良
35mm・770nm PD 測定不良
35 / 30 受光量比異常
7mm・830nm PD 測定不良
30mm・830nm PD 測定不良
35mm・830nm PD 測定不良
35 / 30 830nm 受光量比異常
脳酸化Hb、脱酸化Hb 計算不可
脳酸素飽和度計算不可

表1 エラー内容

## 6.外部入力通信仕様

Hb134 測定アプリケーションに対し、シリアル通信によりイベントを外部入力する際の通信仕様は、以下の通りです。

### 1. コマンド

- (1) イベント開始 (外部機器→測定アプリ)

[STX] Sn[ETX]

n : イベント番号 1 ~ 9 (アスキー 10進1桁)

- (2) イベント終了 (外部機器→測定アプリ)

[STX] En[ETX]

n : イベント番号 1 ~ 9 (アスキー 10進1桁)

### 2. 通信条件

通信方式 RS-232C

通信速度 9600bps

キャラクター長 8bit

パリティ なし

ストップビット長 1bit

製品の意匠・仕様は予告なく変更や改善することがあります。  
バージョン情報をご確認ください。

製造・販売元

名称 株式会社 アステム (ASTEM CO.,LTD.)

住所 〒213-0001 川崎市高津区溝口 2-14-6 シマヤビル 3F

電話 044-833-8453 FAX 044-833-8456

E-mail [info@astem-jp.com](mailto:info@astem-jp.com)