

toccare Viewer Windows 版 セットアップマニュアル

ご使用されているウイルス保護ソフトによっては、ダウンロードする際、警告が出る場合がございます。その時は、ファイアウォールを一時的に解除してからダウンロードして下さい。

1. ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。
2. NIRS 解析プログラムはインストール不要の実行ファイルです。解凍先のフォルダにある `toccare_viewer.exe` を、デスクトップ・マイドキュメントなど、分かりやすい場所へコピーして下さい。
3. `toccare_viewer.exe` を開くと、プログラムを開始できます。

astem