

WindowsでBluetoothペアリング


開始する前に、Windows 10 PC が Bluetooth をサポートしていることを確認します。

Bluetooth を有効にする
Windows 10 PC が Bluetooth をサポートしているかどうかを確認したら、Bluetooth を有効にする必要があります。

1. 「スタートボタン」をクリック、あるいは Windows キーをクリックします。



2. 「設定」を選択します。




3. 「デバイス」を選択します。



4. 「Bluetoothとその他のデバイス」で、Bluetoothをオンにします。

5. 「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」を選択します。




6. 「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択します。



7. 周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。

8. 接続する「Oxy-Pro」の電源をONにします。

9. 「Oxy-Pro」のシリアル番号が検出されますのでクリックします。



10. 「ペアリング」が開始されます。接続試行中と表示されます。

11. 「接続済み」になったら完了です。

