

表示プログラム等のダウンロードについて

(Windows Edge 編)



The screenshot shows the product page for the TOE-20 device on the astem website. The page includes a navigation menu with links for '会社概要', '製品', 'レポート', 'ダウンロード', 'レンタル', 'お問合せ', 'サイトマップ', and 'English'. The main content area features a product image of the TOE-20 device with three sensors, a list of features, and a table of data. A red arrow points to the 'データ表示プログラム1.0.2(Windows)' button in the right-hand sidebar.

①「データ表示プログラム1.0.2」をクリック

特徴

- ・ センサプローブを測定部へ貼付するだけで、簡単に組織酸素飽和度 (rSO2) を測定できます。
- ・ 本体と表示端末をBluetoothで接続することで、簡単にデータをリアルタイムで表示端末に表示できます。
- ・ センサプローブを最大で3つまで同時に接続できるので、簡単に複数箇所での測定が可能です。

仕様

概要 製品 レポート ダウンロード レンタル お問い合わせ サイトマップ English



TOE-20
i
プレリリース 2021年4月27日 (火)

カタログダウンロード(日本語)

カタログダウンロード(English)

データ表示プログラム1.0.2(Windows)

ダウンロード
nirs_data_view
ファイルを開く

②「ファイルを開く」をクリック

酸素飽和度 (rSO2) を測定できます。







